

## Stehtraining mit der MotionStage

Zu den vielen Vorteilen des Stehtrainings mit den Stehtherapietrainern von EasyStand gehört die Aktivierung des Gleichgewichtssinns als Impulsgeber für kognitive Entwicklungen. Dieser Prozess

lässt sich in Kombination mit der MotionStage noch verstärken. Wird beispielsweise ein EasyStand Bantam auf der MotionStage sicher fixiert, kann die Nutzerin bzw. der Nutzer in allen drei Dimensionen bewegt werden. Dadurch werden ganz neue Reize gesetzt, die den Gleichgewichtssinn über das gewöhnliche Stehtraining hinaus aktivieren und eine propriozeptive Förderung ermöglichen. Das kann in einigen Fällen sogar ein wichtiger Schritt zum eigenständigen Stehen und Gehen sein.



### Datenblatt MotionStage

Abmaße	
Nutzerplattform (L x B)	1.100 x 920 mm
Höhe der Nutzerplattform	Min. 150 mm / Max. 330 mm
Einstiegshöhe	0 mm (auf Boden absenkbar)
Plattförmbeweglichkeit <sup>1</sup>	
Max. Seitenneigung	22°
Max. Vor- und Rückneigung	33°
Max. Diagonalneigung	25°
Systemwinkel	66°
Max. Plattformhub	180 mm
Batterien	
Versorgungsspannung / Kapazität	24 V / 12 Ah

<sup>1</sup> die die Maximalwinkel sind abhängig von der Größe und Höhe der Nutzerplattform.

**moso**<sup>®</sup>  
Bewegung erleben

Motion-Solutions GmbH  
Karlstraße 8  
D-42897 Remscheid

Tel. +49 2191/209004-20  
Fax +49 2191/209004-22

info@moso-gmbh.de  
www.moso-gmbh.de

## Erreichen Sie ein neues Level an Mobilität!



### Die wesentlichen Merkmale der MotionStage

- Stabile Grundposition für maximales Sicherheitsgefühl
- Kontrollierte, millimetergenaue und fließende Bewegungen in drei Dimensionen
- Therapie in sämtlichen Körperhaltungen möglich (ggf. mit Unterstützung)
- Förderung der motorischen Entwicklung: sitzen, drehen, krabbeln, stehen, gehen usw.
- Basale und propriozeptive Förderung durch Wahrnehmungs- und Raumlageerfahrung
- Psychomotorische Trainingsmöglichkeiten
- Neuroorthopädische Rehabilitationsmöglichkeiten
- Training von Gewichtsverlagerung vor, zurück und seitlich
- Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Anwendungsspektrum von schwerstmehrfachbehinderten Menschen bis zu Rehabilitanden



**motion**STAGE



**Einfache  
Bedienung**  
Eine kurze Einweisung  
genügt für eine sichere  
Handhabung der MotionStage



# motionSTAGE

## Bühne frei für neue Perspektiven

Entdecken Sie die völlig neuen therapeutischen Möglichkeiten, die Ihnen die MotionStage von moso® bietet. Die stabile Grundposition gibt Ihren Patient\*innen ein sicheres Gefühl und Ihnen die Möglichkeit, auch mit schwerstmehrfachbehinderten Menschen basale Übungen durchzuführen. Die MotionStage lässt sich einfach und schnell für alle Körperhaltungen optimal ausstatten, sodass Ihre Patient\*innen jeden Alters sie z.B. im Sitzen, Liegen, Stehen oder im Vierfüßerstand nutzen können – ganz nach Fähigkeiten und Indikation.

Die millimetergenauen und fließenden Bewegungen der MotionStage in allen Dimensionen ermöglichen es Ihnen, von ganz einfachen und sensibel gesteuerten Bewegungen bis zum anspruchsvollen Rehatraining ein breites Therapiespektrum durchzuführen: von der Raumlageerfahrung bis zum unterstützten aktiven Gang- oder Stehtraining auf einer schiefen Ebene. Mit der MotionStage bieten Sie Ihren Patient\*innen die perfekte Bühne, um sich therapeutische Ziele zu setzen, sie zu erreichen und so die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.



### Die MotionStage im therapeutischen Einsatz

Die MotionStage wurde von moso® für den therapeutischen Einsatz optimiert. Das System arbeitet mit einem Akku und lässt sich deshalb frei im Raum und unabhängig von einer Steckdose positionieren. Eine Akkuladung reicht für einen Therapietag aus, der Akku lädt über Nacht wieder vollständig auf.

Damit Sie Ihre volle Konzentration auf Ihre Patient\*innen richten können und die Hände frei haben, können Sie bei der MotionStage verschiedene Modi programmieren. Diese laufen dann auf Knopfdruck automatisch ab. Wollen Sie eine Bewegung unterbrechen, brauchen Sie nur den Sicherheitsbügel unter der Plattform sanft nach oben ziehen. Sobald Sie loslassen, setzt die Bewegung sich fort.

Sowohl die Größe der Therapieplatte als auch ihre Polsterung passen wir an Ihre Anforderungen an. Arbeiten Sie vorwiegend mit stehenden und knieenden Patient\*innen wird Ihnen eine kleine Grundplatte reichen, bei vorwiegend liegenden Patient\*innen benötigen Sie eine größere Grundplatte mit einer weicherer Polsterung.

### Mögliche Nutzer\*innen der MotionStage sind

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters.
- Menschen in physio- oder ergotherapeutischer Behandlung von schwerstmehrfachbehinderten Kleinkindern bis zu erwachsenen neurologischen bzw. orthopädischen Rehabilitanden.
- Menschen, die durch bewegte Lagerung in besonderer Weise unterstützt werden.
- Menschen, für die eine stabile Grundlage elementare Voraussetzung für die Akzeptanz jeder Therapie ist.
- Menschen, bei denen millimetergenaue Positionsveränderungen therapeutisch angedeutet sind bzw. von denen nur solche angenommen werden.
- Privatpersonen zur Optimierung ihrer individuellen Therapie.