

„Meine Ziele mit Zing!“



STEHEN FÜR KINDER IN EINER NEUEN DIMENSION

PRODUKTKATALOG



EasyStand
Zing

moso[®]
Bewegung erleben

motion solutions[®] GmbH
 Karlstraße 8
 D-42897 Remscheid
 Tel. +49 2191/209004-20
 Fax +49 2191/209004-22
 info@moso-gmbh.de
 www.moso-gmbh.de

Ihr Fachhändler

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unsere Produkte entsprechen den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 93/42 EWG (Medizinprodukte-Richtlinie) und sind CE-konform. Stand 10/2015

moso[®]
Bewegung erleben

INFO

moso und der Zing

Die Stehtrainer von EasyStand genießen weltweit einen ausgezeichneten Ruf und werden in Deutschland exklusiv von der Motion Solutions GmbH (moso) vertrieben. Das Angebot für Kinder umfasst die Multipositionstrainer der Bantam-Serie und den Stehtrainer Zing. Damit bietet moso ein einzigartiges Therapiespektrum vom Kleinkind- bis zum jungen Erwachsenenalter an. Im Vordergrund steht dabei stets die perfekte Versorgung, die durch therapeutisch einwandfreies Stehen, individuelle Anpassungen und gegebenenfalls Lösungen aus dem Sonderbau erreicht wird. So wird die Entwicklung des Kindes aktiv gefördert und gravierende Versäumnisse vermieden.



Von der Rücken- in die Bauchlage in einer einzigen Bewegung

Der neue EasyStand Zing bietet eine bisher nie erreichte Dynamik bei der Positionierung von Kindern mit Behinderung während des Stehtrainings. Von der absolut waagerechten Rückenlage kann das Kind in einer einzigen fließenden Bewegung in eine Bauchlage von bis zu 20 Grad gebracht werden. Durch die zahlreichen serienmäßigen Fixierungsmöglichkeiten wird das Kind während des gesamten Vorgangs stets sicher und therapeutisch perfekt gehalten. Ein besonderes Highlight des Zing ist die Hüftaufdehnung bis zu 30 Grad auf beiden Seiten. Der EasyStand Zing eignet sich bereits für Säuglinge, aber auch für Kleinkinder und Kinder bis zu einer Größe von etwa 112 cm. Der Stehtrainer kann sehr einfach auf die täglich wechselnden Anforderungen des Kindes angepasst werden.

FRÜHFÖRDERUNG ZUR VERMEIDUNG IRREPARABLER SCHÄDIGUNGEN



Für Kinder mit Behinderung ist das Stehen ein wesentlicher Motor für die Entwicklung. Zahlreiche physische, psychische und kognitive Prozesse werden nur durch regelmäßiges Stehtraining in Gang gesetzt. Deshalb sollte mit dem Stehtraining so früh wie möglich begonnen werden, um therapeutische Versäumnisse zu vermeiden, die später nicht wieder aufgeholt werden können. Mit dem Zing unterstützen Sie u.a. folgende Entwicklungen Ihres Kindes:

Im vollkommen aufrechten Stand:

Nur im vollkommen aufrechten Stand kann der Gleichgewichtssinn aktiviert werden. Dadurch werden Areale im Gehirn angeregt, die nachweislich die kognitiven Fähigkeiten verbessern sowie die Sprachentwicklung und die Hand-Auge-Koordination fördern. Die axiale Belastung der Wachstumsfugen in den unteren Extremitäten ist entscheidend für das Längenwachstum der Beine.

In der Bauchlage:

Das Kind entwickelt eine Streckspannung, die nicht nur den Rumpf, sondern den ganzen Körper erfasst. Es wird animiert, den Kopf zu heben und zu kontrollieren. Auch die Augenkontrolle und die Orientierung im Raum werden in dieser Haltung trainiert. Dadurch wird automatisch der facio-orale Trakt aktiviert, der für das Sprechen und Schlucken verantwortlich ist.

Rückenlage:

Das Kind entwickelt eine Beugespannung, die ebenfalls die Muskeln im ganzen Körper trainiert. Es kann sich in dieser Position aber auch ausruhen oder transferiert werden.

Hüftdehnung:

Insbesondere bei Kindern, die nicht selbstständig gehen können, werden die Hüftköpfe nicht ausreichend ausgebildet. Das kann auch dann gravierende Auswirkungen haben, wenn das Kind Rollstuhlfahrer bleibt, aber erst recht dann, wenn es doch noch laufen lernt. Mit der Hüftaufdehnung von bis zu 30 Grad auf beiden Seiten ermöglicht der Zing die Ausbildung der Hüftköpfe und erhält damit dem Kind alle Optionen für sein späteres Leben.

TECHNISCHE DATEN

EasyStand Zing	
Belastbarkeit	max. 32 kg
Körpergröße	Säuglinge und Kinder bis 112 cm
Räder	alle vier Räder dreh- und blockierbar
Positionierung	stufenlos von waagerechter Rücken- bis 20 Grad Bauchlage
Farbe	schwarz-grün, Sonderfarben auf Anfrage
Positionierungshilfe	per Hand oder Pedal bedienbare Gasdruckfeder mit Verriegelung in vertikaler Position
Schiebehilfe	ja
Therapeutisch	serienmäßig, in jeder Position verwendbar
Maße	Länge: 75 cm, Breite: 55 cm, Transfer-Höhe: 81 cm

Wesentliche Merkmale des EasyStand Zing

- hohe Dynamik beim Stehtraining
- von der Rücken- in die Bauchlage in einer Bewegung
- perfekte Fixierung in jeder Position
- Hüftaufdehnung bis 30 Grad auf beiden Seiten.
- Positionierung und Transfer im Liegen möglich
- leichte (Größen-)Anpassung durch umfangreiche Serienausstattung

Umfangreiche Ausstattung für jeden Einsatz

Der EasyStand Zing verfügt serienmäßig über eine umfangreiche Ausstattung, die ein breites Einsatzspektrum ermöglicht. Alle auf dieser Seite gezeigten Details sind bereits im Grundpreis inbegriffen. Weiteres Zubehör finden Sie auf www.moso-gmbh.de. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie besondere Wünsche haben!



Die EasyStand Zing ermöglicht eine vollkommen waagerechte Liegeposition.



Der praktische Schiebegriff erleichtert der Begleitperson das Fahren des Zing und verfügt über einen Handhebel zur Kontrolle der Gasdruckfeder.



Der geführte Therapietisch ist in Höhe, Tiefe und Winkel verstellbar und kann in jeder Position des Stehtrainers genutzt werden.



Die Ellenbogenbegrenzung sorgt für eine sichere Führung der Arme.



Die Fußschalen gewährleisten durch eine dreidimensionale Verstellmöglichkeit eine perfekte Positionierung der Füße, die Fußriemen eine zusätzliche Stabilisierung und Führung für Knöchel und Zehen.



Die Multifunktions-Kniepelotten sind in Winkel, Höhe und Tiefe verstellbar.



Für einen individuell perfekt angepassten Seitenhalt sind die Pelotten anpassbar. Alle Bezüge des Zing sind waschbar.



Der EasyStand Zing trägt ganz wesentlich zur positiven Entwicklung unseres Kindes bei!